

“Quanti-Tray”

Ditta “Idexx Laboratories SRL”

Persona da contattare Giuseppe Tinelli

Telefono 02/3192031 349/2558169

Fax 800/433992222

Indirizzo Via Canova 27 – 20145, Milano

E-mail water@indexx.com

Sito web www.indexx.it/acqua

Caratteristiche Contenitori da 51 pozzetti sterili monouso per conta batterica con Colilert®, Colilert®-18, Colisure® e Enterolert™. Ambito di Ambito di conta max. di 200 per 100 mL senza diluizione. Tabella MPN inclusa.

Quanti-Tray fornisce un ambito di conta più ampio, a parità di precisione, rispetto alla filtrazione con membrana (MF).

Metodo	Ambito di conta inferiore/100 mL	Ambito di conta superiore/100 mL
Quanti-Tray	<1	200
Quanti-Tray/2000	<1	2149
MPN a 5 provette	<1,1	16
MPN a 10 provette	<1,1	23
Filtrazione a membrana	<1	80

Prestazioni Ambientali

Associato al test *Coilert-18*, permette di individuare e quantificare con estrema rapidità e semplicità colonie di *Escherichia coli* e coliformi in acqua potabile, senza l'utilizzo dei media di coltura.

Costi

N.D.

